

### *Serie LF 200 von Romaco Macofar*

Die neue und innovative Romaco Macofar LF 200 Serie wurde für die qualitativ hochwertige Abfüllung von pharmazeutischen, nutrazeutischen und kosmetischen Flüssigprodukten in verschiedene Ampullen und Flaschen mit einer Größe von 1 bis 500 ml bei Geschwindigkeiten von bis zu 12.000 Einheiten pro Stunde entwickelt.

#### **Highlights**

- Wartungsfreiheit
- Lineare Konfiguration
- Formschlüssiges Flaschentransportsystem
- Unterschichtetes Befüllen von Flaschen/Ampullen
- Schneller Produktwechsel
- Kundenspezifische Linienkonfigurationen
- Hohe Betriebsbereitschaft
- Exzellente Gesamtanlageneffektivität
- Geringe Betriebskosten
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis



<b>Technische Daten</b>	LF 200 FA	LF 200 FC	LF 200 FS	LF 200 FD	LF 200 ST
Beschreibung	Nur Abfüllen (kein Endverschluss)	Kompakt / Abfüllen + einfacher Endverschluss	Abfüllen + einfacher Endverschluss	Abfüllen + doppelter Endverschluss	Steril / Abfüllen + Stopfen
Bewegungsablauf	Kontinuierlich	Getaktet / einfache Produktver- einzelung	Kontinuierlich	Kontinuierlich	Getaktet / doppelte Produktver- einzelung
Max. Produktionsleistung (Einh./h)	12.000	4.500	12.000	12.000	9.000
Abfüllbereich (min. - max.), in ml	1 - 250	1 - 500	1 - 250	1 - 250	1 - 100
Flaschendurchmesser (min. - max.), in mm	20 - 62	20 - 80	20 - 62	20 - 62	16 - 52
Flaschenhöhe, in mm	40 - 200	40 - 200	40 - 200	40 - 200	35 - 108
Anschlussleistung, in kW	9	9	12	18	9
Druckluftverbrauch, in NI/min	50	50	50	50	50
Druckluft, in bar	6	6	6	6	6
Breite, in mm	1.490	1.750	1.490	1.490	1.994
Länge, in mm	3.900 (einschließlich Transportbänder)	3.900 (einschließlich Transportbänder)	5.230 (einschließlich Endverschluss- modul und Transportbänder)	5.750 (einschließlich Endverschluss- modul und Transportbänder)	3.900 (einschließlich Stopfen)
Höhe, in mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gewicht, in kg	1.900	1.900	3.800	3.800	1.900

