



FlexTrans von Romaco Siebler

Der Siebler FlexTrans ist die perfekte Lösung um die Primärverpackung mit dem Kartonierer zu verbinden. Mit einer 2 - 8 bahnigen Arbeitsweise (abhängig vom Produkt) können bis zu 900 Packungen in der Minute transportiert werden. Der FlexTrans verarbeitet eine große Bandbreite von Packungsgrößen. Die Transfer- und Gruppierlösung ermöglicht vollautomatische Parametereinstellungen durch gespeicherte Formatdaten.

Highlights

- Exakte Pick & Place Verarbeitung
- Kamerageführte Streifenaufnahme
- Auswurf von Schlecht-Packungen
- Schonendes Produkthandling
- Hochflexible Stapelbildung
- Schnelle Formatwechsel
- Werkzeuglos steckbare Greiferköpfe
- Verstellbare Stapeleinheit

Technische Daten

	1-200	1-400	1-600	2-450	2-900
Einzelpackungsgröße min., in mm	40 x 50 x 3				
Einzelpackungsgröße max., in mm	120 x 240 x 13				
Ausbringung Packungen/Minute max.	200	400	600	450	900
Remote-Assist-Anschluss	Ethernet				
BDE-Schnittstelle	OPC UA				

