

Serie HM 1 von Romaco Siebler

Die Streifenverpackungsmaschine der Serie HM 1 von Siebler kombiniert hochleistungsfähige Heiztechnologie mit der einzigartigen QuickSeal-Siegeltechnologie. Die gute Zugänglichkeit der Anlage sowie leicht zu entnehmende Format- und Siegelmodule verkürzen die Reinigungszeiten und beschleunigen anfallende Produktwechsel.

Highlights

- Hohe Anlagenverfügbarkeit
- Schneller Produktionsstart
- Modular aufgebaute Formateile
- Erstklassige Siegelqualität (reproduzierbare Siegelparameter)
- Bereit für Industrie 4.0
- Einwandfreie Zugänglichkeit
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Vorbereitet für Remote Assist
- OPC UA Schnittstelle zur Betriebsdatenerfassung (BDE)



Technische Daten	HM 1-200	HM 1-230 eco	HM 1-230	HM 1-350	HM 1-600
Arbeitsbreite max., in mm	200	240	240	360	600
Anzahl Produktbahnen max.	4	10	10	15	20
Ausbringung Tabletten/Minute max.	1.200	3.000	3.500	5.250	7.000
Ausbringung Kapseln/Minute	800	1.600	1.800	3.000	4.000
Remote-Assist-Anschluss	Ethernet				
BDE-Schnittstelle	OPC UA				

Technische Änderungen vorbehalten

