

**Neue Generation
vollautomatischer
Verschließmaschinen**

Die Verschließmaschinen der Serie MAC von Romaco Macofar bieten Spitzentechnologie beim Verschließen von zylindrischen Fläschchen mit Aluminiumkappen und Flip-off-Verschlüssen. Die Maschinen erfüllen alle geltenden Vorschriften und Richtlinien für aseptische Prozesse.



Technische Daten	MAC 2	MAC 4
Fläschchendurchmesser (mm), min.–max.	16–35	
Fläschchenhöhe (mm), min.–max.	35–100	
Geschwindigkeit bis zu (Fläschchen/Stunde)*	12.000	24.000
Verschlussköpfe	2	12
Betriebsart	getaktet	kontinuierlich
Nennleistung (kW)	2,5	
Gewicht (kg)	800	

* Abhängig von Produkt und Maschinenkonfiguration

